

# LIMPA E DESINFETA

Sem fragrância

## ÁREAS DE USO:

Hospitais,  
Consultórios,  
Ambulatórios,  
Clínicas Médicas  
e Odontológicas.

O Desinfec Vital é um desinfetante hospitalar de última geração pronto uso, sem fragrância, de baixa toxicidade, indicado para limpeza e desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos.

- Não irritante para a pele e vias respiratórias;
- Não corrosivo;
- Fácil manipulação e aplicação;

• Compatível com vários tipos de materiais: metais, vidro, tecido, plástico, madeira pintada, pisos de madeira coberto com poliuretano, laminado, cromo, alumínio, aço inoxidável, acrílico, concreto selado entre outros;

• Indicado para todos os tipos de superfícies: bancadas, mesas, macas, cabeceiras, isolete, focos, mobiliário hospitalar, equipamentos (uso externo), colchões, berços, bandejas de medicação, maçanetas, interruptores, pias, ralos, vasos sanitários, cestos de lixo, cadeira de rodas, brinquedos, torneiras, corrimões, teclados, telefones, paredes e etc;

**COMPOSIÇÃO:** Chlorine Dioxide 0,2% (Ativo Biocida), (C12-C18) Alkyldimethylbenzyl ammonium chloride 0,125% (Ativo Biocida); C12-14-Alkyldimethyl(ethylbenzyl)ammonium chloride 0,125% (Ativo Biocida); Carbonato de sódio (tamponante) e água (diluente).

## Limpador e Desinfetante Hospitalar

Desinfetante para Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos.

# Desinfec Vital

INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE SUPERFÍCIES – FÁCIL DE USAR

### DESINFEC VITAL ELIMINA:

*Staphylococcus aureus, Salmonella Choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa.*

### LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL.  
PROIBIDA VENDA DIRETA AO PÚBLICO.  
USO ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

### CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS

Restrições de uso: Não misturar com outros produtos. Incompatível com ácidos fortes.

Conteúdo: 128 FL.OZ (3,78L)



### MODO DE USAR:

#### PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS

1. Primeiramente elimine qualquer excesso de sujeira da superfície que deseja desinfetar;
2. Agite bem o frasco antes de usar;
3. Aplique Desinfec Vital diretamente sobre a superfície e deixe em contato por 10 minutos;
4. Retire o excesso do produto e proceda a secagem.

#### PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

1. Aplique a solução e deixe agir por 10 minutos.
2. Enxágue e seque.

#### PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM IMERSÃO

1. Coloque a solução em um recipiente limpo;
2. Coloque os artigos não críticos submersos na solução por 10 minutos.
3. Enxágue e seque.

#### PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS. Evite contato com os olhos.

Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não ingerir. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais. CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas. Usar luvas para sua aplicação. Não perfurar a embalagem. Não aplicar próximo a chamas. Não expor a temperatura superior a 50°C.

### PRIMEIROS CUIDADOS:

Se entrar em contato diretamente com os olhos, enxágue-os com água em abundância durante 15-20 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto.

Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Ingerir bastante água. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou rótulo do produto.

**CEATOX** (Centro de Assistência Toxicológica): 0800-0148110. Tenha o frasco do produto ou rótulo com você quando ligar ou quando estiver em tratamento.

**ARMAZENAMENTO:** Armazene em local fresco fechado e seco, distante do calor, luz solar direta e inflamáveis.

**DESCARTE:** A embalagem pode ser reciclada. Seguir protocolo da instituição.

Registrado no EPA (United States Environmental Protection Agency): 82972-1

Lote:

Validade:

Importado e Distribuído por: Comercial Nacional de Produtos Hospitalares Ltda. – Rua Gama Cerqueira, 331 Cambuci – CEP: 01539-010 – São Paulo – SP – Brasil

SAC: (11) 3385-9339 ou sac@cnph.com.br

CNPJ: 00.142.916/0001-86.

Resp. Técnica: Anny Caroline Camargo Di Rocco Santos

CRF-SP: 38146 – Aut. ANVISA: 3.03.421-9.

Registro na ANVISA/MS: 3.XXXX.XXXX.XXX

[www.cnph.com.br](http://www.cnph.com.br)

Fabricado por:  
Vital Solutions, LLC  
P.O. Box 9932, West Palm Beach, FL 33419  
[www.desinfecvital.com](http://www.desinfecvital.com)



FPO  
7 8 92253 00100 8 4